

药现代研究，方中酸浆、板蓝根、山豆根、牛蒡子、连翘、紫花地丁、赤芍、僵蚕等大多有抗菌、抑菌或抗病毒作用，桔梗善稀释痰液，亦为镇咳治疗咽喉病的要药。所以本冲剂对发热痰黄、扁桃体肿大、咽喉疼痛、吞咽痛增的急性扁桃体炎有较好疗效，对急性咽炎、急性喉炎、急性口腔炎也有效。咽喉乐冲剂治疗急性扁桃体炎较为理想，因为其疗效好、口感好，便于服用和携带，儿童患者亦乐于接受，无毒副作用，可避免肌注青霉素引起的疼痛和过敏反应等。

复方黄精降压丸治疗Ⅱ期高血压病 30 例

空军兴城疗养院四科(辽宁兴城 125100)

石桂华 徐金元 段国苏 陆 华

笔者从 1987~1990 年用中药加少量的硝苯吡啶自制成复方黄精降压丸，治疗Ⅱ期高血压病 30 例，降压效果好，现报道如下。

临床资料 本组 60 例，男 40 例，女 20 例，年龄 40~60 岁，病程 2 个月~20 年。治疗前后检查尿常规、心电图、脑血流图及眼底。诊断及疗效评定标准，按《最新国内外疾病诊疗标准》(学苑出版社出版，1991：190)。60 例随机分为两组，每组 30 例。

治疗方法 治疗组入院观察 3 天血压，停用一切降压药，用本院中药房研制的复方黄精降压丸(组成为黄精 40 g、怀牛膝 30 g、泽泻 30 g、夏枯草 20 g、钩藤 20 g、白菊花 20 g、生地 30 g、生白芍 30 g、生龙骨 30 g、生赭石 30 g、黄芩 20 g、大黄 20 g、甘草 10 g。研末加入硝苯吡啶制成丸剂，每丸重 8 g，每丸内含硝苯吡啶 0.3 mg)1 丸，每日 2 次口服，每日晨起测血压 1 次，20 天为 1 个疗程，停药后观察血压情况及副作用 3 天。对照组口服复方降压片(沈阳市和平制药厂，批号 910920)1 片，每日 3 次口服，20 天为 1 个疗程。两组治疗 1 个疗程后评定疗效。

结果 治疗组全部有效，其中显效 11 例，有效 19 例；对照组显效 3 例，有效 23 例，无效 4 例，总有效率 86.7%。两组总有效率经 χ^2 检验有显著性差异($P < 0.01$)。治疗组血压治疗前 $22.97 \pm 1.78 / 13.95 \pm 1.10$ kPa($\bar{x} \pm S$ ，下同)，治疗后为 $17.22 \pm 1.68 / 11.69 \pm 1.09$ kPa。治疗前后比较有显著差异($P < 0.01$)。对照组治疗前为 $22.67 \pm 1.86 / 13.74 \pm 1.25$ kPa，治疗后为 $19.72 \pm 1.57 / 12.50 \pm 1.02$ kPa。治疗前后比较有显著差异($P < 0.01$)。两组之

间的降压幅度比较也有显著差异($P < 0.01$)。治疗组治疗前左心室肥大 16 例，心肌缺血 10 例，T 波异常 5 例，脑动脉硬化 6 例，眼底动脉变细 10 例，尿蛋白(+)8 例。治疗后，左心室肥大 6 例，心肌缺血 3 例，T 波异常 2 例，脑动脉硬化 5 例，眼底动脉变细 3 例，尿蛋白(+)2 例。

少数患者开始服药 1~2 天内有轻度的下腹疼痛，大便次数增多，每日 2~3 次，继续服药后正常，未见其他副作用。

讨论 复方黄精降压丸中黄精、怀牛膝滋补肝肾，生赭石平肝潜阳为主药。其他各药为辅佐药，加少量的西药硝苯吡啶，中西两药合用，避免硝苯吡啶的副作用，取之降压作用迅速的优点，取中药降压作用柔和缓慢，诸药合用起到滋水涵木，平肝潜阳的作用，从而达到降压之目的。

从以上结果可见，此药对高血压病引起的心、脑、肾靶器官的损害有一定的逆转作用，这可能与中药的一些成分有关。据中药药理研究，生地、黄精、菊花、白芍、牛膝等中药含有大量的挥发油、皂甙、生物碱，不同种氨基酸等成分，这些成分对心、脑、肾功能起到改善、加强和营养作用。

冷冻结合中医药治疗

宫颈糜烂疗效观察

福建漳州市计划生育服务站(福建 363000)

许刚菊

1989 年 10 月~1991 年 9 月，我们对宫颈糜烂患者采用冷冻结合中医药治疗，追踪观察 0.5 年，效果良好，现报告如下。

临床资料 208 例均系妇科普查中发现宫颈糜烂 I~III° 的工厂和农村妇女。年龄 22~49 岁，平均 35 岁。盆腔检查未见异常，细胞学涂片癌细胞(-)，排除滴虫和霉菌性阴道炎。根据宫颈糜烂诊断标准(妇科学，济南：山东科学技术出版社，1980：32)分型与分度如下：单纯型 134 例(I° 48 例，II° 54 例，III° 32 例)；颗粒型 53 例(I° 20 例，II° 19 例，III° 14 例)；乳头型 21 例(II° 12 例，III° 9 例)。208 例分为中药组 88 例，对照组 120 例。

治疗方法 两组患者于经后 3~7 天，取截石位，常规用 1% 新洁尔灭消毒阴道、宫颈。冷冻探头接触宫颈糜烂面，微量气压表上升为 $(0.02 \sim 0.03) \times 10^6$ Pa，局部结霜范围为超过病变组织 1.5~2.0 mm，冷冻 2~4 min，启动复温按钮使探头自然解冻脱落。术毕观察 15~20 min。中药组术后加用止